

Manual de usuario del producto

CC-200



www.commax.com

COMMAX Co.,Ltd.



- Gracias por comprar productos COMMAX.
- Lea atentamente esta Guía del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usar un producto exactamente.
- La empresa no se hace responsable de ningún accidente de seguridad causado por un funcionamiento anormal del producto.



1. Cómo utilizar el producto

- ~~enfermera~~ de cable de llamada / llamada de
- Este producto funciona junto con la unidad principal. (JNS-4CS / CNS-8CS)
- Es un dispositivo que le permite contactar a la enfermera mientras está acostado en la cama.
- Presionar el botón funciona igual que presionar el botón "Llamar" en la unidad principal.

